


Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Nogo 1 (Rtn4R) Pour Wb, Elisa - Q9Bzr6

Numéro d'article: CM0010219



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Récepteur NOGO 1 (RTN4R) est validé pour le WB et l'ELISA, et reconnaît les cibles humaines et murines. Idéal pour la recherche sur la régénération axonale et la plasticité neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-Récepteur NOGO 1 (RTN4R)
Remarques / Alias	NGR ; NOGOR ; Récepteur NOGO 1 (RTN4R)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	65078
ID du gène	65078
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300 et 400 du Récepteur NOGO 1 humain (RTN4R) (Q9BZR6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BZR6
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace