

Anticorps Polyclonal Anti-Nox2/Gp91Phox Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04839

Numéro d'article: CM0022572



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NOX2/gp91phox humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. À utiliser pour la recherche sur l'étude du complexe NADPH oxydase et de la génération de superoxyde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOX2/gp91phox Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1536
GeneID	1536
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 385 et 570 de NOX2/gp91phox humain (NP_000388.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04839
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace