


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nppa Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01160

Numéro d'article: CM0014630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le NPPA humain (Peptides natriurétiques A), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPPA Lapin pAb
Remarques/Alias	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4878
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NPPA humain (NP_006163.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01160
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace