


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Npr3 (Anp-C) Pour Wb, Elisa - P17342

Numéro d'article: CM0025605



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NPR3 humain (récepteur de clairance ANP-C). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des peptides natriurétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPR3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4883
GeneID	4883
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17342
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace