

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nqo1 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15559

Numéro d'article: CM0007544



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NQO1 validé KO pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Détecte NQO1 humain, murin, rat (31 kDa). Idéal pour la recherche en biologie redox et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AcM anti-NQO1 de lapin
Remarques/Alias	DTD ; QR1 ; DHQU ; DIA4 ; NMOR1 ; NMORI ; [Validé KD] NQO1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1728
Identifiant de gène	1728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-274 de NQO1 humain (NP_000894.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15559
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace