


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nr2C2 Pour Wb, Elisa - P49116

Numéro d'article: CM0030733



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NR2C2 validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur nucléaire orphelin TR4, impliqué dans la régulation de la transcription, la spermatogenèse et le développement embryonnaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NR2C2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TR4 ; TAK1 ; NR2C2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7182
GeneID	7182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-380 du NR2C2 humain (NP_003289.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49116
Poids Moléculaire de la Protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace