

Anticorps Polyclonal Anti-Nsd1 Pour Wb Et Elisa - Q96L73

Numéro d'article: CM0026113



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'NSD1 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'NSD1 dans des échantillons humains et de souris, ciblant l'histone méthyltransférase impliquée dans la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NSD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	STO; KMT3B; SOTOS; ARA267; SOTOS1; NSD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	64324
Identifiant du gène	64324
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 260 de l'NSD1 humain (NP_071900.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96L73
Poids moléculaire de la protéine	297 kDa
Expédition	Sac isothermique