


Anticorps Polyclonal Anti-Nsun5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P11

Numéro d'article: CM0025617



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NSUN5 humain (NOL1/p120), validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Enquêtez sur le rôle de la méthyltransférase de l'ARNr 28S dans la traduction des protéines, le développement et le syndrome de Williams-Beuren.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NSUN5 Lapin pAb
Remarques/Alias	NOL1; p120; NOL1R; NSUN5A; WBSCR20; WBSCR20A; p120(NOL1); NSUN5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55695
GeneID	55695
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-429 du NSUN5 humain (NP_060514.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96P11
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace