


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Numb Pour Wb, Ip, Elisa - P49757

Numéro d'article: CM0011421



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NUMB de haute qualité, validé pour la WB, l'IP et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Cible l'homologue de la protéine numb (P49757), un régulateur clé de l'endocytose et de la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUMB mAb de lapin
Remarques/Alias	S171 ; C14orf41 ; c14_5527 ; NUMB
Espèce	Homme
GeneID (humain)	8650
GeneID	8650
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux aa 1-100 de NUMB humain (P49757).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P49757
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac réfrigérant