

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nxf1 Pour Wb Et Elisa - Q9Ubu9

Numéro d'article: CM0029590



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NXF1 humain (TAP/MEX67), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'export des ARNm et le transport nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NXF1
Remarques/Alias	TAP ; MEX67 ; NXF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10482
GeneID	10482
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du NXF1 humain (NP_006353.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBU9
Poids protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace