

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oas1 Pour Wb Et Elisa - P00973

Numéro d'article: CM0015205



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OAS1 validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Détecte l'OAS1 humain avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée antivirale et la voie 2-5A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OAS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4938
ID du gène	4938
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'OAS1 humain (NP_058132.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P00973
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace