

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oaz1 Pour Wb, Elisa - P54368

Numéro d'article: CM0029780



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin OAZ1 validé pour WB et ELISA, réactif avec l'Humain, la Souris, le Rat. Régule le métabolisme des polyamines et la dégradation de l'ODC. Immunogène recombinant. ~25 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin OAZ1
Remarques/Alias	AZ1 ; AZI ; OAZ ; OAZ1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4946
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-68 de l'OAZ1 humain (NP_004143.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54368
Poids moléculaire de la protéine	~25 kDa
Expédition	Sac de glace