

Anticorps Monoclonal Anti-Occludine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Numéro d'article: CM0007506



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Occludine humaine (Q16625). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biologie des jonctions serrées et des mécanismes d'entrée du VHC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Occludine mAb Lapin
Remarques/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	100506658
ID de gène	100506658
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 405-522 de l'Occludine humaine (NP_001192183.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16625
Poids moléculaire	59kDa
Expédition	Sac de glace