

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Occludine Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Numéro d'article: CM0030566



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Occludine validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la protéine des jonctions serrées humaine, souris et rat, pour la recherche sur la perméabilité paracellulaire et l'entrée du VHC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Occludine Rabbit pAb
Remarques / Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludine
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	100506658
GeneID	100506658
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-522 de l'occludine humaine (NP_002529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16625
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace