

Anticorps Polyclonal Anti-Odf1 Pour Wb Et Elisa - Q14990

Numéro d'article: CM0022713

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ODF1 humain pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat, adapté pour la recherche sur la fibre dense externe de la queue du spermatozoïde et la spermatogenèse, poids de la protéine 28kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ODF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ODF; RT7; ODF2; ODFP; SODF; CT133; ODF27; ODFPG; HSPB10; ODFPGA; ODFPGB; ODF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4956
GeneID	4956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-180 de l'ODF1 humain (NP_077721.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14990
Poids de la Protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace