


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ogg1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Numéro d'article: CM0008061



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin OGG1 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, le rat. Cible l'OGG1 humain (O15527), une enzyme de réparation de l'ADN excisant les lésions 8-oxoguanine. Idéal pour les études sur le cancer et le vieillissement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | OGG1 AcM de lapin                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                               |
| GeneID (Humain)    | 4968                                                                                                                 |
| GeneID             | 4968                                                                                                                 |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 246-345 de l'OGG1 humain (O15527). |
| Source             | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | O15527                                                                                                               |
| Poids protéique    | 39 kDa                                                                                                               |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                         |