

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Olfm4 Pour Wb Et Elisa - Q6Ux06

Numéro d'article: CM0014623

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OLFM4 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'OLFM4 dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche sur le cancer et les études d'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OLFM4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GC1 ; OLM4 ; OlfD ; GW112 ; hGC-1 ; hOLF4 ; UNQ362 ; bA209J19.1 ; OLFM4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10562
GeneID	10562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 211-510 de l'OLFM4 humain (NP_006409.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6UX06
Poids moléculaire protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace