

Anticorps Polyclonal Anti-Olig2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13516

Numéro d'article: CM0014733

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Olig2 humain, adapté au Western blot, à l'immunohistochimie et à l'ELISA. Détecte Olig2 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche en neurodéveloppement et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Olig2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BHLHB1, OLIGO2, RACK17, PRKCBP2, bHLHe19, Olig2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10215
ID du gène	10215
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-80 d'Olig2 humain (NP_005797.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q13516
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac de glace