


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Opa1 Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O60313

Numéro d'article: CM0009704



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-OPA1 validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P et ELISA. Immunogène OPA1 humain, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur la fusion mitochondriale, le remodelage des crêtes et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPA1 mAc lapin
Remarques/Alias	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4976
GeneID	4976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-573 de l'OPA1 humaine (NP_056375.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60313
Poids moléculaire	108-118 kDa
Expédition	Sac de glace