

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Or1A1 Pour Wb Et Elisa - Q9P1Q5

Numéro d'article: CM0020275

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin OR1A1 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec le récepteur olfactif 1A1 humain, murin et de rat ; idéal pour la recherche sur les RCPG et la transduction sensorielle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin OR1A1
Remarques/Alias	OR17-7 ; OR1A1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	8383
GenelD	8383
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9P1Q5
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Poche de glace