

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Or2T10 Pour Wb Et Elisa - Q8Ngz9

Numéro d'article: CM0014770

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur olfactif humain OR2T10 (OR1-64), validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Adapté aux études de recherche sur la signalisation olfactive et les RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OR2T10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OR1-64 ; OR2T10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	127069
GeneID	127069
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de l'OR2T10 humain (NP_001004693.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NGZ9
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac isotherme avec accumulateur de froid