

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Orexine B/Hypocrétine-2 Pour Wb Et Elisa - O43612

Numéro d'article: CM0019079



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'orexine B/hypocrétine-2 humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Idéal pour l'étude du comportement alimentaire, du métabolisme énergétique et de la régulation veille-sommeil. - O43612

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-orexine B/hypocrétine-2
Remarques/Synonymes	OX ; PPOX ; NRCLP1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3060
GenelD	3060
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'orexine B/hypocrétine-2 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O43612
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac réfrigérant