

Anticorps Polyclonal Anti-Osarf19 Pour Wb, Elisa - Q0D9R7

Numéro d'article: CM0021804

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de réponse à l'auxine 19 du riz (OsARF19, OsARF7a). Validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Convient pour la recherche sur *Oryza sativa*, impliqué dans la signalisation de l'auxine et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin OsARF19
Remarques/Alias	ARF19 ; ARF7A ; OsARF7a ; OJ1215_E11.1 ; OsARF19
Espèce	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4341978
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 800-900 d'OsARF19 d' <i>Oryza sativa</i> (Q0D9R7).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0D9R7
Poids moléculaire de la protéine	128 kDa
Expédition	Sac de glace