

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osbpl2 Pour Wb, Elisa - Q9H1P3

Numéro d'article: CM0014886



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'OSBPL2 humain (ORP2), validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier le transport des lipides, l'adhésion cellulaire et les voies liées à la surdité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OSBPL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ORP2, ORP-2, DFNA67, DNFA67, OSBPL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9885
GeneID	9885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 291-480 de l'OSBPL2 humain (NP_653081.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H1P3
Poids protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace