

Anticorps Polyclonal Anti-Osfd2 Pour Wb Et Elisa - Q5Z4G3

Numéro d'article: CM0019417

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre OsFD2 (OsbZIP55) d'Oryza sativa. Validé pour la WB et l'ELISA. Convient aux études sur la signalisation de l'acide abscissique, la régulation transcriptionnelle et les réponses au stress chez les plantes. Détecte une protéine de 18 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsFD2 pAb de lapin
Remarques/Alias	OsFD2 ; OsbZIP55
Espèce	Oryza sativa
ID du gène	9266154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 d'OsFD2 d'Oryza sativa (Q5Z4G3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q5Z4G3
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac réfrigérant