

Anticorps Polyclonal Anti-Osmr Pour Wb, Elisa - Q99650

Numéro d'article: CM0030950

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OSMR humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'espèce humaine et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'oncostatine M et de l'IL-31 dans la recherche en immunologie et dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OSMR Rabbit pAb
Remarques / Alias	OSMRB; PLCA1; IL-31RB; OSMRbeta; IL-31R-beta; OSMR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9180
GeneID	9180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de l'OSMR humain (NP_003990.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99650
Poids de la protéine	111 kDa
Expédition	Sac de glace