

Anticorps Polyclonal Anti-Osnpr1 Pour Wb Et Elisa - Q9Fdy4

Numéro d'article: CM0022074

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OsNPR1 d'Oryza sativa (homologue 1 de NPR1), validé pour le transfert Western et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la défense des plantes et la résistance aux maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsNPR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NH1 ; PR2 ; NPR1 ; NPR2 ; OsNH1 ; OsNPR1
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4327315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 475-582 d'OsNPR1 d'Oryza sativa. (Q9FDY4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q9FDY4
Poids protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace