


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ostéocalcine (Bglap) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Numéro d'article: CM0014982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ostéocalcine humaine (BGLAP), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la protéine Gla osseuse impliquée dans la minéralisation osseuse et la régulation hormonale. Idéal pour l'approvisionnement en matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ostéocalcine (BGLAP) Lapin pAb
Remarques/Alias	OC; BGP; OCN; Ostéocalcine (BGLAP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	632
GeneID	632
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'ostéocalcine humaine (BGLAP) (NP_954642.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02818
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace