

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ostéoglycine (Ogn) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20774

Numéro d'article: CM0030002

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ostéoglycine humaine (OGN) pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une protéine d'environ 34 kDa. Applicable pour la recherche en biologie osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ostéoglycine (OGN) Lapin pAb
Remarques/Alias	OG; OIF; SLRR3A; Ostéoglycine (OGN)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4969
ID de gène	4969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-298 de l'ostéoglycine humaine (OGN) (NP_054776.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20774
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace