

Anticorps Polyclonal Anti-Ovol2 Pour Wb, Elisa - Q9Brp0

Numéro d'article: CM0020023

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OVOL2 humain (ZNF339). Validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux études sur la transition épithélio-mésenchymateuse, la biologie du développement et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-OVOL2
Remarques/Alias	CHED ; CHED1 ; CHED2 ; PPCD1 ; ZNF339 ; EUROIMAGE566589 ; OVOL2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	58495
ID du gène	58495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 98 d'OVOL2 humain (NP_067043.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9BRP0
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac de glace