

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P2Ry10 Pour Wb, Elisa - 000398

Numéro d'article: CM0024036



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre P2RY10 (purinocepteur putatif P2Y 10), validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation purinergique couplée aux protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	P2RY10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27334
GeneID	27334
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence localisée entre l'acide aminé 200 et l'extrémité C-terminale de P2RY10 humain (NP_001311147.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00398
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant