

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-P53 Pour Wb, Ip, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0002946



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la p53 humaine (P04637). Validé par KO pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit avec l'humain. Idéal pour la recherche sur les suppresseurs de tumeurs et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] p53 mAb Lapin
Remarques/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; 53
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7157
ID de gène	7157
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-393 de la p53 humaine (NP_000537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids moléculaire	44kDa
Expédition	Sac de glace