

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P60 Caf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Numéro d'article: CM0010482



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le p60 CAF1 humain (CHAF1B), un facteur d'assemblage de la chromatine impliqué dans l'assemblage des nucléosomes lors de la réplication et de la réparation de l'ADN. Validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p60 CAF1 mAb de lapin
Remarques/Alias	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8208
ID de gène	608
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 459-559 du p60 CAF1 humain (Q13112)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13112
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace