

Anticorps Polyclonal Anti-Pak2 Pour Wb Et Elisa - Q13177

Numéro d'article: CM0026202



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PAK2 validé pour WB et ELISA. Réagit avec le PAK2 humain, de souris et de rat (~58 kDa). Idéal pour les applications de recherche sur la signalisation des kinases, l'apoptose et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; PAK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5062
GeneID	5062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-240 du PAK2 humain (NP_002568.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13177
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace