

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Parp2 Pour Wb Et Elisa - Q9Ugn5

Numéro d'article: CM0004331



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-PARP2 validé pour western blot et ELISA, ciblant la PARP2 humaine (Q9UGN5) pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10038
Identifiant de gène	10038
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 484-583 de la PARP2 humaine (Q9UGN5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UGN5
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace