


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Parvalbumine (Pvalb) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20472

Numéro d'article: CM0016753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la parvalbumine alpha humaine (PVALB). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la physiologie musculaire et la recherche sur les protéines liant le calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Parvalbumine/PVALB pAb de lapin
Remarques/Alias	D22S749 ; Parvalbumine (PVALB)
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5816
GenelD	5816
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 110 de la parvalbumine humaine (NP_002845.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P20472
Poids moléculaire	12 kDa
Expédition	Sac de glace