


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pax8 Pour If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q06710

Numéro d'article: CM0007530



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le PAX8 humain, validé pour IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le facteur de transcription thyroïdien et la recherche sur la tumeur de Wilms.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-PAX8                                                                                    |
| Remarques/Alias                  | PAX-8 ; PAX8                                                                                                               |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                     |
| GeneID                           | 7849                                                                                                                       |
| Immunogène                       | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du PAX8 humain (NP_003457.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                      |
| Application                      | IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                       |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS                            | Q06710                                                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 48 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                               |