


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pax8 Pour Wb Et Elisa - Q06710

Numéro d'article: CM0014272



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité de lapin anti-PAX8, validé pour la WB et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le facteur de transcription thyroïdien et les études de biologie du développement. Référencé par UniProt Q06710.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAX8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAX-8 ; PAX8
Espèce	Humain
GeneID	7849
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de PAX8 humain (NP_003457.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q06710
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant