


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pbrm1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q86U86

Numéro d'article: CM0027261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PBRM1 humain (BAF180), validé pour WB, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible un facteur de remodelage de la chromatine SWI/SNF ayant une activité suppresseur de tumeur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PBRM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PB1 ; RCC ; BAF180 ; SMARCH1 ; PBRM1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55193
ID du gène	55193
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 du PBRM1 humain (NP_060783.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86U86
Poids moléculaire de la protéine	193 kDa
Expédition	Sac de glace