


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcf11 Pour Wb Et Elisa - 094913

Numéro d'article: CM0020220



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PCF11, un composant du complexe II de clivage des pré-ARNm. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Idéal pour la recherche sur la terminaison de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCF11 pAb de lapin
Remarques/Synonyme	PCF11
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51585
ID du gène	51585
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1256-1555 de la protéine PCF11 humaine (NP_056969.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	094913
Poids moléculaire	173 kDa
Expédition	Sac de glace