

Anticorps Monoclonal Anti-Pck1 (Pepck-C) Pour Western Blot Et Elisa - P35558

Numéro d'article: CM0006904



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PCK1 humain (PEPCK-C), validé pour le Western Blot et l'ELISA. Détecte le PCK1 humain, murin et de rat, idéal pour la recherche sur la gluconéogenèse et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCK1 AcM de lapin
Remarques/Alias	PCKDC ; PEPCK1 ; PEPCKC ; PEPCK-C ; PCK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5105
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 523 et 622 du PCK1 humain (NP_002582.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35558
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace