

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcsk9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q80W65

Numéro d'article: CM0019325

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PCSK9 de souris (UniProt Q80W65), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme du cholestérol et la dégradation du récepteur LDL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PAb de lapin anti-PCSK9
Remarques/Alias	FH3 ; PC9 ; Narc1 ; HCHOLA3 ; PCSK9
Espèce	Souris
GeneID (humain)	100102
GeneID	100102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-694 de la PCSK9 de souris (NP_705793.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q80W65
Poids moléculaire protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace