


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde10A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y233

Numéro d'article: CM0022430



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PDE10A humaine, une phosphodiesterase striatale de l'AMPc/GMPc impliquée dans la transduction du signal. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec l'espèce humaine et le rat. Adapté à la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDE10A Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADSD2, IOLOD, HSPDE10A, PDE10A19, LINC00473, PDE10A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10846
Identifiant du gène	10846
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 200 de la PDE10A humaine (NP_001124162.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9Y233
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sachet de glace