

Anticorps Polyclonal Anti-Pde4B Pour Wb, Elisa - Q07343

Numéro d'article: CM0021243



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PDE4B humaine (DPDE4, PDEIVB). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'AMPc et les études de développement de médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDE4B Rabbit pAb
Remarques / Alias	DPDE4, PDEIVB, PDE4B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5142
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 636-736 de la PDE4B humaine (NP_002591.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q07343
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace