

Anticorps Polyclonal Anti-Pde4Dip Pour Wb, Elisa - Q5Vu43

Numéro d'article: CM0028988

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PDE4DIP humaine (Myomégaline). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la dynamique des microtubules, la biologie du muscle cardiaque et le centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDE4DIP pAb de lapin
Remarques / Alias	MMGL ; CMYA2 ; PDE4DIP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9659
ID du gène	9659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 310 de la PDE4DIP humaine (NP_071754.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q5VU43
Poids de la protéine	265 kDa
Expédition	Sac de glace