


Anticorps Polyclonal Anti-Pdk3 Pour Wb, Elisa - Q15120

Numéro d'article: CM0030246



Introduction

Le pAb de lapin anti-PDK3 détecte la PDK3 humaine, de souris et de rat. Adapté pour le WB et l'ELISA, cet anticorps cible une kinase mitochondriale impliquée dans la régulation du métabolisme glucidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PDK3
Remarques / Alias	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5165
GenelD	5165
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 137-406 de la PDK3 humaine (NP_005382.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15120
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace