


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdim1/Clp36 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Numéro d'article: CM0025434



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PDLIM1/CLP36 humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte une protéine adaptatrice du cytosquelette de 36 kDa impliquée dans l'organisation des fibres de stress. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin PDLIM1/CLP36
Remarques/Alias	CLIM1 ; CLP36 ; CLP-36 ; hCLIM1 ; HEL-S-112 ; PDLIM1/CLP36
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9124
ID du gène	9124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-329 du PDLIM1/CLP36 humain (NP_066272.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00151
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace