

Anticorps Polyclonal Anti-Pdp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J9

Numéro d'article: CM0024591

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PDP2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation du complexe pyruvate déshydrogénase mitochondrial et de l'immunométabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PPM2B, PDPC 2, PPM2C2, PDP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57546
GeneID	57546
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-250 du PDP2 humain (NP_065837.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9P2J9
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace