

Anticorps Polyclonal Anti-Peli3 Pour Wb, Elisa - Q8N2H9

Numéro d'article: CM0027323

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PELI3 humain, adapté pour les applications Western blot (WB) et ELISA. PELI3 est une ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans l'immunité innée et les voies de signalisation TLR/IL-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin PELI3
Remarques/Alias	PELI3
Espèce	Humain
GeneID	246330
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de PELI3 humain (NP_659502.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N2H9
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace