


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pelp1 Pour Wb Et Elisa - Q8Izl8

Numéro d'article: CM0009047



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le PELP1 humain (MNAR), validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. PELP1 est un coactivateur de transcription impliqué dans la signalisation du récepteur des œstrogènes et la biologie du cancer. Idéal pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PELP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	MNAR; P160; PELP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27043
GeneID	27043
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1000-1100 du PELP1 humain (Q8IZL8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZL8
Poids de la protéine	120kDa
Expédition	Sac de glace